



## Defibrylator MEDTRONIC LIFEPAK 20E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 10.8 V / 6.6 Ah - **możliwość doposażenia na nowy za dodatkową opłatą,**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Lifepak 20E** jest dwufazowym, przenośnym defibrylatorem, stanowiącym kompletny system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - **Tryb AED,**
  - **Synchronizacja,**
  - **Monitorowanie parametrów EKG,**
  - Czytelny wyświetlacz o przekątnej 6.2",
  - Wbudowaną drukarkę (szerokość papieru: 50 mm.),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, PL, GER, FR, ESP, SWE, IT, DUT, FIN, DAN, NOR, PT, BZ, CS, HUN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Przewód AED,
- Wymiary: 26 x 24 x 21 cm,
- Waga: 6.5 KG,
- Kat D143,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

