



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) ASCOR SEP 21S (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowe wbudowane akumulatory: 9.6 V 2000 mA,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- **Ascor SEP 21S** jest strzykawkowa, dwukanałowa pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów infuzyjnych oraz leków,
- **Cechy produktu:**
 - Możliwość stosowania dwóch strzykawek jednocześnie,
 - Stały ruch strzykawki zapewnia stalowa śruba napędzana silnikiem krokowym sterowanym przez mikroprocesor,
 - Funkcja BOLUS umożliwia wielokrotne, szybkie wstrzykiwanie wstępnych dawek uderzeniowych o ściśle określonej objętości w dowolnym momencie infuzji,
 - Urządzenie kompatybilne z wieloma rodzajami strzykawek jednorazowych,
 - **Obsługiwane strzykawki:**
 - 10 ml - B. BRAUN, BOGMARK, CODAN/ONCE, ERG, MONOJECT, TERUMO,
 - 20 ml - B. BRAUN, BD PLASTIPAK, BOGMARK, CODAN/ONCE, ERG, MONOJECT, POLFA LUBLIN,
 - 30 ml - B. BRAUN, BD PLASTIPAK, CODAN/ONCE, MONOJECT, TEROMO
 - 50 ML - BD PERFUSION, BD PLASTIPAK, OMNIFIX, B. BRAUN PROINJECT, CODAN/ONCE, DISPOMED, DISPOMED-P, IVAC, JANPOL, MONOJECT, POLFA BOLESŁAWIEC, POLFA LUBLIN, TERUMO,
 - 50/60 ML - DISPOMED, POLFA BOL.,
 - Specjalnie wbudowany program po włączeniu pompy przeprowadza autotesty sprawdzające każdy element i funkcję w poszukiwaniu oznak awarii,
 - Alarmy wizualne i dźwiękowe z opcją wyciszenia,
 - Stały monitoring procesora za pomocą układu „watch - dog”,
 - Regulacja jasności wyświetlacza,
 - 2 panele sterowania z podświetlanymi wyświetlaczami LCD o przekątnej 2,5" dla kontroli pracy każdej ze strzykawek,
 - Panele sterowania łatwe do utrzymania w czystości dzięki foliowaniu,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - Menu pompy w języku polskim,
 - Wbudowany akumulator zapewnia nieprzerwaną pracę pompy w przypadku utraty zasilania lub transportu pacjenta,
 - Obudowa bez wystających pokręteł i przycisków na przednim panelu ułatwia konserwację i dezynfekcję,
- **Specyfikacja:**
 - Podstawowe prędkości infuzji dla strzykawki o objętości:
 - 50 / 60 ml: 0,1 - 500 ml / h,
 - 30 ml: 0,1 - 300 ml / h,
 - 20 ml: 0,1 - 250 ml / h,
 - 10 ml: 0,2 - 150 ml / h,
 - Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus):
 - 1000 ml / h dla strzykawki 50 ml,
 - 600 ml / h dla strzykawki 30 ml,
 - 500 ml / h dla strzykawki 20 ml,
 - 300 ml / h dla strzykawki 10 ml,
 - Zakres objętości infuzji: 0,1 - 999 ml,
 - Dawka podtrzymująca KVO: 0 - 5 ml / h,
 - Zakres czasu infuzji: 1 min - 99 h 59 min 59 s (w jednominutowych krokach),
 - Dokładność infuzji: 3% lub 6 ml,
 - Ciśnienie okluzji:
 - Niskie: 450 mm Hg ± 150 mm Hg,
 - Średnie: 675 mm Hg ± 150 mm Hg,
 - Wysokie: 900 mm Hg ± 200 mm Hg,
 - Wyświetlacz:
 - 16 - znakowy alfanumeryczny LCD,
 - Matryca: 5 x 7 punktów,
- **Oprogramowanie: 2.543,**
- **W zestawie:**
 - Uchwyt do zawieszenia,
 - Uchwyt ze śrubą zaciskową do mocowania na szynie, np. statywu lub łóżka,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- **Urządzenie posiada widoczne ślady użytkowania nie wpływające na komfort użytkowania,**
- Wymiary: 30 x 14,5 x 24 cm,
- Waga: 4,6 kg,
- Kat 02,
- **Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,**
- **Gwarancja:**
 - **6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,**
 - **3 miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

