



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG Elektrokardiograf WELCH ALLYN CP 200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 6.4 V / 6 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Welch Allyn CP 200** to 12-odprowadzeniowy spoczynkowy system EKG, w którym można również przeprowadzać badania spirometryczne. CP 200 jest wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną i wyświetlacz LCD. Wyświetlacz może pokazać szybki kolorowy podgląd odczytu EKG wraz z możliwością edycji ustawień. System Welch Allyn zapewnia całostronicowe (8,25 x 11) wydruki EKG i może przechowywać w pamięci wewnętrznej do 50 pomiarów EKG i 50 pomiarów spirometrycznych. System EKG oferuje możliwość przesyłania danych pacjenta za pośrednictwem karty SD, systemu UBS lub systemu EMR w Twojej placówce,
 - Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości generuje pełnowymiarowe standardowe i niestandardowe raporty,
 - Pełna klawiatura alfanumeryczna i wyświetlacz LCD do szybkiego i łatwego wprowadzania informacji o pacjencie,
 - Zaawansowane filtry zapewniające optymalną jakość zapisu EKG zapewniają dokładne odczyty,
 - Konfigurowalne formaty raportów umożliwiają drukowanie informacji w żądany sposób,
 - Zasilanie bateryjne umożliwia łatwy transport urządzenia do pacjenta,
 - Funkcja natychmiastowego włączenia umożliwia szybkie włączenie urządzenia i natychmiastowe wykonanie badania EKG,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - EKG spoczynkowe 12-odprowadzeniowe,
 - Ekran LCD dla łatwego podglądu,
 - Wykonuje badania spirometryczne,
 - Przechowuje do 50 odczytów EKG i 50 odczytów spirometrycznych,
 - Wydruki całostronicowe (8,25 x 11),
 - Konfigurowalne formaty raportów,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, ES, IT, PT, SE, NR, NL, FI, PL, RU, GR, HR, ML,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Mobilny wózek transportowy,
 - Przewód EKG 10-odprowadzeniowy,
- Wymiary:
 - Ogólne: 41 x 40 x 16 cm,
- Waga: 10 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

