



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel kosmetyczno-zabiegowy MEDINSTRUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji litewskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze brązowym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Fotel **MEDINDUSTRIES** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawującym się w gabinetach kosmetyczno - zabiegowych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Elektryczna regulacja wysokości siedziska fotela w zakresie 55 - 70 cm,
 - Manualna regulacja oparcia fotela za pomocą dźwigni w zakresie 75°,
 - Fotel posiada możliwość obrotu wokół własnej osi w zakresie 360° (z możliwością blokady w wybranej pozycji),
 - Obustronne chowane podłokietniki pacjenta,
 - Chowany stopień pacjenta,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary:
 - Oparcie pleców: 55 x 75,
 - Siedzisko: 55 x 48 cm,
 - Całkowite: 70 x 74 x 90 cm,
- Waga: 75 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

