



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Koncentrator tlenu INVACARE PLATINUM S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Cechy:
 - Zwiększanie poziomu tlenu we krwi,
 - Ograniczenie postępu chorób układu oddechowego,
 - Poprawa samopoczucia,
 - Zwiększenie wydolności fizycznej,
 - Poprawa dotlenienia narządów wewnętrznych,
 - Zwiększenie odporności organizmu,
 - Poprawa koncentracji,
 - Łagodzenie dolegliwości: osłabienie, zaburzenia snu, stany zapalne, bóle i zawroty głowy,
- **Specyfikacja:**
 - Regulacja przepływu tlenu (gwarantuje bardzo wysoki poziom koncentracji tlenu w pełnym zakresie przepływu od 0,5 l do 5 l.),
 - Stężenie tlenu 87%,
 - Łatwy w transporcie (niewielka waga, uchwyt oraz 4 zwrotne kółka poprawiają codzienny komfort użytkowania),
 - Prosty w obsłudze (posiada łatwy dostęp do nawilzacza i filtra powietrza oraz intuicyjną regulację przepływu tlenu za pomocą pokręteł).
- Aby działał wystarczy podłączyć go do prądu i uruchomić,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 38 x 30 x 68 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

