



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Lodówka laboratoryjna LEC LM-PGRC273UK (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji EU.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Profesjonalna lodówka laboratoryjna **LEC LM-PGRC273UK** o pojemności 273 litrów jest zaprojektowana od podstaw do bezpiecznego przechowywania leków w łańcuchu chłodniczym,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres temperatury pracy: +2 °C / +8 °C,
 - Wbudowany alarm temperatury,
 - Wewnętrzne oświetlenie lodówki,
 - System automatycznego odmrażania,
 - Dokładność pomiaru temperatury kontrolera do 0.1°C,
 - Uchwyt antybakteryjny pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii i minimalizuje ryzyko zakażenia krzyżowego,
 - Kontroler High-Tech pokazuje temperaturę powietrza i symulowanego ładunku, co pozwala na sprawdzenie temperatury zawartości magazynowanej w większości modeli,
 - Blokada panelu sterowania zapobiegająca przypadkowym zmianom wybranych ustawień,
 - Czujniki otwartych drzwi ostrzegają, gdy drzwi pozostaną otwarte,
 - Zaawansowany kontroler umożliwia wyświetlanie min. i maks. temperatury oraz zarządzanie systemem alarmów ostrzegawczych,
 - Wewnętrzne światło , które można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego panelu sterowania,
 - Czynnik chłodzący: R600a,
- **W zestawie:**
 - 5 szt. – półka (36 x 40 cm),
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 60 x 62.5 x 156.6 cm,
 - Wewnętrzne: 48 x 44.5 x 138.2 cm,
- Waga: 107 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

