



### Lodówka laboratoryjna LEC PG-907 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji EU.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Profesjonalna lodówka laboratoryjna LEC PG-907 o pojemności 273 litrów jest zaprojektowana od podstaw do bezpiecznego przechowywania leków w łańcuchu chłodniczym,
- **Specyfikacja:**
  - Zakres temperatury pracy: +2 °C / +8 °C,
  - Wbudowany alarm temperatury,
  - Wewnętrzne oświetlenie lodówki,
  - System automatycznego odmrażania,
  - Czynnik chłodzący: R600a,
  - Złącze AUX,
- **W zestawie:**
  - 1 szt. - klucz do drzwi,
  - 5 szt. - półka (36 x 40 cm),
- Wymiary:
  - Zewnętrzne: 60 x 62.5 x 156.6 cm,
  - Wewnętrzne: 48 x 44.5 x 138.2 cm,
- Waga: 107 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

