



Pompa irygacyjna SCOPEASSIST PFE-901 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 360 VA,
- **SCOPEASSIST PFE-901** to wydajna pompa płucząca gwarantująca nieprzerwaną irygację z możliwością kontroli ciśnienia,
- Stałe monitorowanie pacjenta,
- Przemysłowa konstrukcja elementu rolkowego zapewnia łatwy montaż rurki ze zintegrowanym czujnikiem sterującym,
- Szybki czas rozruchu,
- Zwiększone bezpieczeństwo dla ciśnienia i przepływu,
- Cyfrowy panel sterowania,
- 3-stopniowa regulacja przepływu,
- Pompa posiada dedykowane mocowanie ścienne ,
- **W zestawie:**
 - Złącznik nożny
 - Przewód zasilający,
 - Dedykowane mocowanie ścienne,
- Wymiary: 40 x 25 x 12 cm,
- Waga: 6 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

