



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-laparoskop OLYMPUS HD II ENDOEYE WA50042A (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Olympus Endoeye HD II** jest wideo – laparoskopem ze standardem wyświetlania 1080i High Definition Television (HDTV),
- Przy 1080 liniach skanowania rozdzielczość obrazu jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza telewizyjnego,
- Możliwość współpracy z technologią NBI (Narrow Band Imaging), która może być wykorzystana do wspierania diagnostyki,
- Specjalnie zaprojektowany, zamontowany dystalnie przetwornik obrazu zgodny z 1080i H-CCD zapewnia obrazy o wyrazistości i rozdzielczości, które umożliwiają dostrzeżenie nawet najdrobniejszych szczegółów,
- Zaawansowana konstrukcja optyczna zapewnia większą głębię ostrości, eliminując potrzebę ręcznego ustawiania ostrości i zapewniając niezmiennie doskonały obraz z ostrym środkiem i ostrymi obrzeżami w formacie panoramicznym 16:9,
- Funkcja przeciwmgielna zapewnia wyraźny obraz podczas całej procedury,
- Trwała i ergonomiczna, autoklawalna konstrukcja,
- Możliwość kontrolowania jedną ręką dzięki trzem programowalnym przyciskom zdalnego sterowania,
- **Specyfikacja:**
  - Kąt widzenia: 30°,
  - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 10 mm,
  - Długość robocza: 33 cm,
  - Długość całkowita: 500 cm,
- **W zestawie:**
  - Autoklawowalny pojemnik do sterylizacji OLYMPUS WA50042A,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

