



Wózek endoskopowy KNÜRR (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Specyfikacja:**
 - Górna szuflada zamykana na klucz,
 - Uchwyt endoskopowy,
 - Demontowana tylna obudowa,
- Mobilny na 4 kółkach w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - 2 szt. – kluczyk do szuflady,
- Wymiary:
 - Górny blat: 42 x 44 cm,
 - Półki: 45 x 45 cm,
 - Górna szuflada: 34 x 37cm,
 - Dolna szuflada: 36 x 38 cm,
 - Wymiary całkowite: 60 x 55 x 168 cm,
- Waga: 49 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

