



## **Nasofaryngoskop ALTHEA (3.4 mm) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Nasofaryngoskop ALTHEA** charakteryzuje się doskonałym, jasnym obrazem i znakomitą ergonomią,
- Końcówka endoskopu jest odchylana i porusza się w dwóch płaszczyznach (w zakresie 180°), dzięki czemu endoskop jest bardzo poręczny podczas zabiegu,
- Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii udało się uzyskać niespotykaną dotąd rozdzielczość 18 000 pikseli,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Długość robocza: 300 mm.,
  - Średnica: 3.4 mm,
  - Pole widzenia: 85°,
  - Głębokość ostrości: 1 – 50 mm,
  - Wygięcie końcówki: w górę: 150° / w dół: 150°,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi,
  - Pompka do przeprowadzania testu szczelności,
  - Oryginalna walizka do transportu oprzyrządowania,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja: 24 miesiące,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

