



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw YESON YS-22L-E (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2023 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1950 W,
- Nowoczesny autoklaw **Yeson serii E (LCD)** o pojemności 22 litrów,
- Europejska klasa B zgodnie z normą EN 13060,
- Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w: szpitalach, placówkach medycznych (w klinikach), w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, a także w laboratoriach. Autoklaw może być również stosowany do zastosowań niemedycejskich i weterynaryjnych,
- **Cechy i zalety autoklawu serii E:**
 - Komora z nierdzewnej stali,
 - Klasa B - próżnia frakcjonowana,
 - Wbudowana drukarka,
 - Złącze USB do pendrive,
 - Wyświetlacz LCD,
 - Dotykowe przyciski sterowania,
 - Polskie i angielskie menu,
 - Blokada przed przypadkowym otwarciem,
 - Automatyczne bezpieczniki,
 - 9 programów pracy,
 - 2 programy testowe,
 - Funkcja opóźnionego startu,
 - Funkcja wstępnego nagrzewania,
 - Funkcja zabezpieczenia hasłem,
- **Dane techniczne:**
 - Wyrób medyczny: klasy IIb,
 - Komora o pojemności: 22 litrów,
 - Wewnętrzne zbiorniki na wodę destylowaną i zużytą,
 - Sposób załadunku: kosz z 3 tacami,
 - Zasilanie: 230V $\pm$ 10%, 50/60 Hz,
 - Moc znamionowa: 1950 W,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 0,21 ~ 0,24 MPa / 2,1 bara ~ 2,4 bara,
 - Maksymalna temperatura pracy: 134°C ~ 137°C,
- **W zestawie:**
 - 3x tacka o wymiarach 18.5 x 39 cm,
 - Uchwyt do tacek,
 - Wąż spustowy,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Wymiary z zamkniętymi drzwiami: 69.5 x 50.5 x 42.5 cm,
 - Wymiary komory: 25 x 45 cm,
 - 3x tacka o wymiarach 18.5 x 39 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **12-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

