



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laryngoskop światłowodowy LED (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: poprzez 2 nowe wbudowane baterie LR14,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Łyżki laryngoskopu zasilane połączeniem światłowodowym z wbudowaną żarówką LED,
- Łyżki wykonane z solidnej stali nierdzewnej,
- Swobodne oraz szybkie mocowanie łyżek,
- **Długość łyżek:**
 - Rozmiar 1: 9.5 cm,
 - Rozmiar 2: 12.3 cm,
 - Rozmiar 3: 14.4 cm,
 - Rozmiar 4: 16.8 cm,
- **W zestawie:**
 - Dedykowana walizka do transportu,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

