



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik pacjenta WINNCARE HELIOS 150 EU (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji duńskiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Helios 150** to nowoczesny podnośnik jezdny o kompaktowej budowie, idealny do zastosowania w opiece domowej, domach opieki oraz szpitalach,
- Dzięki swojej lekkiej konstrukcji i możliwości łatwego demontażu na dwie części, Helios 150 zapewnia wyjątkową mobilność i wygodę użytkowania, bez potrzeby używania narzędzi,
- **Helios 150** został zaprojektowany z myślą o wygodnym i bezpiecznym podnoszeniu pacjentów, a jego mobilność umożliwia także krótki transport. To niezastąpione narzędzie w codziennej pracy opiekunów, pielęgniarek oraz personelu medycznego,
- **Cechy:**
 - Ergonomia i bezpieczeństwo: Konstrukcja gwarantuje, że środek ciężkości pacjenta znajduje się nad kołami o niskim tarciu, co znacząco ułatwia manewrowanie i zapewnia bezpieczeństwo podczas podnoszenia,
 - Funkcjonalność: Podnośnik wyposażono w ręczny rozstaw podstawy jezdnej, co umożliwia szybkie składanie i rozkładanie, dostosowując urządzenie do różnych warunków użytkowania,
 - Wydajność: Pojemny akumulator zapewnia długotrwałą pracę i umożliwia przeprowadzenie wielu podnoszeń na jednym ładowaniu,
 - Niezawodność: W sytuacjach awaryjnych podnośnik posiada zarówno elektryczne, jak i ręczne opcje opuszczania, co zwiększa bezpieczeństwo obsługi,
- **Specyfikacja:**
 - Przedział podnoszenia min/max: 42 / 164 cm,
 - Sposób podnoszenia: elektryczny,
 - Sposób rozkładania nóg: ręczny,
 - Promień skrętu: 130 cm,
 - Średnica kół przód/tył: 75/100,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Podwieszka transportowa uniwersalna rozmiar M,
- Wymiary:
 - Przedział podnoszenia min/max: 42 / 164 cm,
 - Szerokość zewnętrzna podstawy min/max: 61 / 95.6 cm,
 - Szerokość wewnętrzna podstawy min/max: 39 / 51 cm,
 - Wysokość podstawy montażowej min/max: 10 / 15 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 35 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

