



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DATEX-OHMEDA AESPIRE S5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowane akumulatory 6 V / 4.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 2.0,
- Aparat wyposażony w dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000) - **brak parownika w zestawie (możliwość doposażenia w wybrany parownik za dodatkową opłatą),**
 - Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, AIR,
 - Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR (0.0 - 15 l/min (manometry)),
 - Wbudowany układ oddechowy pacjenta ABS z czujnikiem tlenu,
 - Wbudowany moduł ssaka (VAC),
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Manometr,
 - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
- **Wyposażony w:**
 - **Respirator Smart-Vent 7100:**
 - P_{MAX} (V): 15 - 70 mbar,
 - VT: 5 - 1500 ml,
 - Częstota oddechów na minutę: 4 - 65,
 - Zakres objętości oddechowej: 45 - 1500 ml,
 - Tip/Ti: 0% - 50%,
 - Współczynnik wdechu/wydechu: 2:1 - 1:6,
 - PEEP: 4 - 30 cmH₂O,
 - P_{insp} (P): 5 - 65 cmH₂O,
 - I_{ns} Flow: 10 - 75 l/min,
 - PPS (SIMV/PS) - wsparcie ciśnieniowe: 3 - 20 cmH₂O,
 - Wyświetlacz funkcji respiratora umieszczony na ruchomym ramieniu (czytelny i łatwy w obsłudze),
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, ESP, GER, FR, IT, CS, NED, GREK, RUŚ, JP, CHIN, SK, TUR, NOR,**
 - Posiada dwa tryby wentylacji:
 - Objętościowo zmienny,
 - Ciśnieniowo zmienny,
 - **Kardiomonitor / monitor pacjenta PHILIPS IntelliVue MP50:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji niemieckiej
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulator 10.8 V,
 - **IntelliVue MP50** jest kardiomonitorem monitorującym wiele funkcji życiowych:
 - **Posiada:**
 - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 12" i pracujący w rozdzielczości SVGA, **posiada drobne ryski, nie mające wpływu na pracę kardiomonitora,**
 - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie 6 krzywych, natomiast na ekranie 12 odprowadzeń EKG można wyświetlić 12 krzywych EKG,
 - **Menu w języku angielskim,**
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci — aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych — oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
 - Brak osobnego dysku twardego i wentylatora - monitory IntelliVue są niewielkie, ciche, stabilne i szybko się uruchamiają,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Gniazdo Defib Sync, LAN,
 - **Wyposażony w moduł PHILIPS Model M3001A z okablowaniem:**
 - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z przedłużką,
 - SPO₂ - Czujnik silikonowy,
 - NiBP - Fabrycznie nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, **(brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
 - **Moduł analizy gazów PHILIPS IntelliVue G5 M1019A:**
 - Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym gazów oddechowych i środków anestetycznych (jednocześnie),
 - IntelliVue G5 całkowicie integruje się z anestetycznymi monitorami pacjenta Philips IntelliVue,
 - Automatyczna identyfikacja maksymalnie dwóch środków anestetycznych.
 - Poziomy wdechowe i wydechowe wszystkich gazów,
 - Częstota oddechów (awRR) wyliczona na podstawie krzywej CO₂,
 - Minimalne stężenia pęcherzykowe (MAC),
 - Długotrwała stabilność umożliwia prostą, rzadką kalibrację,
 - Indywidualne progi alarmowe dla każdego parametru,
 - Szybki dostęp do najczęściej stosowanych funkcji,
- Aparat posiada tylnie mocowanie na 2 butle,
- Aparat mobilny na kółkach, w tym dwa z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowe węże zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Fabrycznie nowy układ oddechowy pacjenta,
 - Fabrycznie nowa linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Instrukcja obsługi kardiomonitora w języku angielskim (PDF),
 - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z przedłużką,
 - SPO₂ - Czujnik silikonowy,
 - NiBP - Fabrycznie nowy mankieta z przewodem powietrznym,
 - Słój SERRES o pojemności 2 l. z nowym wkładem jednorazowym,
- Wymiary ogólne: 90 x 90 x 174 cm,
- Waga: 138 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne.**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

