



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do elektroterapii ASTAR ETIUS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 W,
- **Aparat do elektroterapii ETIUS** dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami elektroterapii z możliwością sprzężenia w celu wykonywania zabiegów czteroelektrodowych. Obwody wyjściowe mogą pracować w dwóch trybach: stabilizacji prądu pacjenta lub stabilizacji napięcia wyjściowego. Ten drugi znajduje zastosowanie przy technikach niestacjonarnych oraz kombinowanych. Aparat posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych, istnieje także możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów zabiegowych,
- Urządzenie oferuje zupełnie nowe możliwości: aplikację mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażień spastycznych,
- Specjalnie zaprojektowane graficzne menu sprawia, że obsługa urządzenia jest łatwa i intuicyjna,
- **Cechy:**
 - Dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe,
 - Tryb pracy: programowy/manualny,
 - Duży, czytelny wyświetlacz,
 - Obsługa w trybie graficznym,
 - Baza wbudowanych programów zabiegowych,
 - Wybór jednostek chorobowych po nazwie,
 - Zegar zabiegowy,
 - Test elektrod,
 - Statystyki przeprowadzanych zabiegów,
 - Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Interferencyjne, Kotz'a unipolarne falujące: 100 mA,
 - TENS: 140 mA,
 - Diadynamiczne / impulsowe: 60 mA,
 - Galwaniczne: 40 mA,
 - Tonoliza: 100 mA,
 - Mikroprądy: 1000 µA,
 - Maksymalna amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV): 140 V,
- **Brak elektrod w zestawie - możliwość doposażenia w elektrody za dodatkową opłatą,**
- **Oprzętdowanie umieszczone na dedykowanym mobilnym wózku ASTAR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
- Wymiary całkowite: 65 x 55 x 100 cm,
- Waga całkowita: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

