



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator WELCH ALLYN PIC50 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V / DC 12 V (gniazdo samochodowe),
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Urządzenie **Welch Allyn PIC 50** jest niezawodnym monitor funkcji życiowych, defibrylatorem oraz rozrusznikiem serca,
- Inteligentnie zaprojektowany interfejs oraz elementy sterujące ułatwiają wykonywanie czynności ratowniczych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Defibrylator:**
 - **Dwufazowy,**
 - **Wybór energii:**
 - **Zewnętrzne: 2, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360J,**
 - **Wewnętrzne: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50J,**
 - **Czas ładowania:**
 - **Wskaźnik naładowania: dźwiękowy i graficzny,**
 - (Przenośny) posiada solidną rączkę do swobodnego przenoszenia defibrylatora,
 - **Funkcje:**
 - SYNC – Synchronizacja (kardiowersja),
 - PACER – Stymulator,
 - **Wbudowany wyświetlacz:**
 - Rozmiar: przekątna 6,5 cala (16,5 cm), bez blasku,
 - Typ: Kolorowy wyświetlacz TFT z aktywną matrycą,
 - Rozdzielczość wyświetlacza: 640 x 480 pikseli,
 - **Wbudowana drukarka termiczna,**
 - Szerokość papieru 50 mm,
 - Prędkość wydruku: 25 mm/s, 50 mm/s,
- **Menu w języku: polskim,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **Wyposażony w następujące moduły oraz okablowanie:**
 - EKG – Przewód EKG 4 odprowadzeniowy,
 - SPO2 – Brak czujnika (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
 - NIBP – Mankiet (23-33 cm) + przewód powietrzny,
 - CO2 - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
 - TEMP - Brak czujnika (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
 - IBP x 2 – Inwazyjny pomiar ciśnienia – brak kabla przetwornika (**możliwość doposażenia za dopłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Jednorazowe wielofunkcyjne elektrody EURODEFIPADS,
 - Dedykowana torba transportowa,
- Wymiary:
 - Całkowite oprzyrządowania: 26 x 35 x 37 cm,
- Waga:
 - Defibrylatora: 4.5 KG,
 - Całkowita oprzyrządowania: 6 KG,
- Kat D145,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

