



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Videoprinter MITSUBISHI P66E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Videoprinter Mitsubishi P66E** przeznaczony jest do drukowania obrazów z urządzeń wideo m.in. z urządzeń diagnostyki medycznej, kamer CCTV oraz magnetowidów z pełną jakością fotograficzną,
- Szybka drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości do zastosowań medycznych,
- **Specyfikacja:**
 - Wbudowany wyświetlacz,
 - Chowany panel sterowania,
 - Druk monochromatyczny,
 - Skalowanie: 256 poziomów,
 - Rozdzielczość: poziomo 1216 pikseli x pionowo 600 linii PAL (standard),
 - Prędkość druku: 5.8 s.,
 - Video in/out,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 15.4 x 31.4 x 12.5 cm,
- Waga: 3.9 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

