



Lampa zabiegowa DERUNGS HALUX N50 (Powystawowy (demo))

- Nowa (powystawowa),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 13 W,
- Lampa **Halux N50** idealnie sprawdza się w małych zabiegach i do badania ogólnego,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Szybkie czyszczenie dzięki zamkniętej konstrukcji,
 - Bezobsługowe - Wysokiej jakości materiały i trwała technologia LED,
 - Bezpieczne i łatwe pozycjonowanie,
 - Wysoka wydajność - 50 000 luksów z 0.5 m,
 - Duże, jednorodne pole świetlne dla maksymalnego komfortu widzenia,
 - Pole zabiegowe - Ø 18 cm z 0.5 m,
 - Temperatura barwowa Stała: 4 400 K,
 - Przegubowe ramię z możliwością swobodnej regulacji,
 - Zintegrowany zasilacz,
- **W zestawie:**
 - Mocowanie boczne do szyn,
- Wymiary:
 - Całkowita długość ramienia przegubowego: 85 cm,
- Waga: 1.3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

