



Podnóżki (podkolanniki) PRAISTECH typu Goepel (komplet) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Służą do podpierania kończyn dolnych w pozycji leżącej lub siedzącej,
- Wyposażone są w poliuretanowe materace o wymiarach: 16 x 27.5 cm,
- Podnóżki osadzone na przegubie kulowym umożliwiają regulację w wielu płaszczyznach,
- W skład zestawu wchodzi dwa podnóżki z ramionami oraz dwie kości montażowe do szyny z możliwością regulacji wysokości oraz kąta nachylenia,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

