



Tonometr bezkontaktowy KEELER PULSAIR DESKTOP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 30 VA,
- **Pulsair Desktop** jest elektrycznym, bezkontaktowym tonometrem przesiewowym służącym do pomiaru ciśnienia środkowo-gałkowego, które jest jednym z kluczowych badań w diagnozowaniu jaskry,
- Urządzenie posiada kolorowy wyświetlacz, który ułatwia prostotę oraz poprawia komfort użytkowania. Po kalibracji systemu tonometr automatycznie wykonuje pomiary IOP. System umożliwia również użytkownikowi wydrukowanie pomiarów IOP,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres kalibracji: Od 5 mmHg do 50 mmHg,
 - Zakres roboczy: 20 mm od soczewki do rogówki pacjenta,
 - Skala wyświetlania: Wiersze pojedyncze 16 – znakowe (wyświetlacz alfanumeryczny),
 - System oświetlania: Dioda podczerwieni,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 41 x 24.5 x 47.5 cm,
- Waga: 16 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

