



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezyjologiczny DRAGER FABIUS GS (Respirator/Wentylator) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 13.4 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 1.39.1,
- Posiada dwa porty na parowniki z powszechnie stosowanymi układami złączy firmy Dräger DW-2000 (**brak parowników w zestawie**) - **możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Respirator napędzany silnikiem elektrycznym (sterowany elektronicznie),
- Zasilany w gazy: 2 x O₂, 2 x N₂O, AIR,
- Możliwość zasilania w gazy z butli: O₂, N₂O,
- **Funkcje pomiarów respiratora:**
 - P_{MAX} (V): 15 - 70 mbar,
 - VT: 20 - 1400 ml,
 - f: 4 - 60 bpm,
 - Ti/Te: od 4:1 do 1:4,
 - Tip/Ti: 0% - 50%,
 - PEEP: 0 - 20 mbar,
 - P_{insp} (P): 5 - 60 mbar,
 - Insp Flow: 10 - 75 L/min,
 - Płynna regulacja przepływu gazów: O₂, AIR, N₂O, od 0.0 do 12 L/min, (cyfrowe wyświetlacze + manometry),
- Kompaktowy układ oddechowy pacjenta umieszczony na ruchomym ramieniu,
- Wymienny zbiornik na wapno sodowane,
- Wbudowany monitor LED z funkcją pomiaru gazów: O₂, AIR, N₂O oraz panel sterowania i wyświetlacz funkcji respiratora,
- Łatwy w obsłudze i czytelny wyświetlacz,
- Wyposażony w:
 - Błat roboczy o wymiarach 60 x 30 cm,
 - 3 szuflady o wymiarach 43.5 x 30 x 17.5 cm, górna zamykana na klucz,
 - Listwy do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - 2 uchwyty na butle z gazami
- Mobilny, na kółkach, w tym 2 z hamulcem
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, FR, GER, ESP, IT, NED, RUS, CS, PT, SK, GUN, ,**
- **W komplecie:**
 - **Kardiomonitor / monitor pacjenta MINDRAY DATASCOPE SPECTRUM:**
 - Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Specyfikacja:**
 - 12.1-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości,
 - EKG 3- lub 5-odprowadzeniowy,
 - 8 automatycznie konfigurowalnych wykresów funkcji życiowych,
 - Funkcja automatycznego ustawiania alarmu,
 - **Wypożyczenie:**
 - EKG - Nowy przewód 3-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik SPO₂,
 - NIBP - Nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP - Brak czujnika (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - IBP1 | IBP2 - Brak czujnika ciśnienia krwi w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - **Możliwość wyboru menu w języku: GER, ENG, FR, DUTCH, IT, ESP,**
 - **Moduł gazowy DATASCOPE SE:**
 - **Moduł gazowy DATASCOPE SE,** jest w stanie automatycznie identyfikować i mierzyć pięć środków znieczulających (**Desfluran, Enfluran, Sewofluran, Halotan i Izofluran**) a także N₂O, CO₂ i O₂,
 - Szybkość przepływu próbki 200 ml/min.,
 - Wykorzystuje niedyspersyjny analizator podczerwieni do pomiaru absorpcji próbki gazu przy siedmiu długościach fal podczerwonych,
 - Opóźnienie próbkowania 2.5 sekundy,
 - Pułapka wodna usuwająca wodę i zanieczyszczenia z próbki pobranej od pacjenta,
 - Analizuje próbki pacjentów według stałej dawki,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi aparatu DRAGER FABIUS GS w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 1x kluczyk do szuflady,
 - Nowy przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - Nowy czujnik SPO₂,
 - Wężę zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
- Wymiary całkowite: 95 x 90 x 165 cm,
- Waga: 120 KG,
- Kat 05,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
 - **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

