



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE LOGIQ P6 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- LOGIQ P6 jest wysokiej jakości wielozadaniowym przewoźnym ultrasonografem zaprojektowanym do badań: brzusznych, naczyniowych, położniczych, ginekologicznych, kardiologicznych, neonatologicznych, urologicznych, transkranialnych oraz małych narządów,
- Bez względu na to, czy potrzebna jest natychmiastowa selekcja pacjentów lub kompleksowe badanie, LOGIQ P6 zapewni spójną jakość obrazów, kompleksowy zakres aplikacji oraz łatwość w obsłudze, co pozwoli lekarzom na podejmowanie szybkich i przemyślanych decyzji,
- **Standardowe tryby obrazowania:**
 - B-Mode / Color Flow Mode / M-Mode / M-Mode (anatomiczny) / PW-CW/Mode,
- **Funkcje standardowe:**
 - Speckle Reduction Imaging (SRI) – obrazowanie z redukcją plamek,
 - CrossXBeam – różnicowanie tkanek i granic w czasie rzeczywistym, akwizycja i przetwarzanie łączenia przestrzennego,
 - DualBeam – wysoka liczba klatek na sekundę przy użyciu wysokiej gęstości linii,
 - Harmonics – większa rozdzielczość i przejrzystość,
- **Zastosowanie:**
 - Badania ogólne i jamy brzusznej,
 - Kardiologia,
 - Ginekologia i położnictwo (OB/GYN),
 - Naczyniowe i neurologiczne,
 - Układ mięśniowo-szkieletowy (MSK),
 - Pediatria i neonatologia,
 - Urologia i andrologia
 - Endokrynologia,
- **Wyposażenie:**
 - **Głowica GE 4C CONVEX:**
 - Częstotliwość: 1.8 – 4.0 MHz,
 - Zastosowanie: Jama brzuszna / położnictwo / ginekologia / urologia / układ naczyniowy,
 - **Głowica GE 11L LINIOWA:**
 - Częstotliwość: 3 – 11 MHz,
 - Zastosowanie: Pediatria / ortopedia / układ naczyniowy,
 - **Drukarka SONY UP-D897:**
 - Druk termiczny,
 - 256 odcieni szarości,
 - Wysoka rozdzielczość druku: 4096 x 1280 pikseli,
 - Wielofunkcyjny druk,
 - Prędkość druku: ~2 sekundy,
 - Dzięki zastosowaniu technologii druku termosublimacyjnego firmy Sony oraz głowicy o dużej gęstości model UP-D897 umożliwia wykonywanie wydruków o fotograficznej jakości,
 - Wejście USB,
 - **Nagrywarka płyt CD SAMSUNG,**
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, NOR, IT, FR, ESP, RUS, GRE, DUN, SWE, BRA, NED, FIN, CHIN, JP,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica GE 4C CONVEX,
 - Głowica GE 11L LINIOWA,
- Wymiary: 43 x 64 x 146 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

