



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikroskop operacyjny SELIGA OPTILION CSA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 175 W,
- Żarówka: 15 V / 150 W,
- **OPTILION CSA** firmy SELIGA jest mikroskopem o bardzo solidnej i stabilnej konstrukcji. Prosta konstrukcja oraz niewielkie gabaryty sprawiają, iż mikroskop może być wykorzystywany nawet w niedużych gabinetach,
- **Specyfikacja:**
 - Binokular o stałym koncie nachylenia: 45°,
 - Ogniskowa: $f=250$,
 - Regulacja powiększenia za pomocą pokrętki: 0.6x / 1.0x / 1.6x / 2.5x,
 - Okular o powiększeniu: 12.5x,
 - Swobodna regulacja rozstawu okularu,
 - Wbudowany filtr: zielony / pomarańczowy / filtr neutralny,
 - Pełna manualna regulacja rozstawu głowicy w pionie oraz poziomie z możliwością swobodnego obrotu wokół własnej osi,
 - Elektrycznie sterowana ostrość poprzez wyłącznik nożny daje operatorowi prawdziwy komfort podczas pracy w polu zabiegowym. Jest to szczególnie ważne gdy głębia ostrości, na największym powiększeniu, jest mniejsza niż pionowy wymiar oglądanej struktury anatomicznej,
- Mikroskop wyposażony w źródło światła z wbudowaną żarówką halogenową 15 V / 150 W z możliwością 4-stopniowej regulacji natężenia źródła światła,
- Umieszczony na mobilnej podstawie z 4 kółkami hamującymi,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- **Wymiary:**
 - Podstawy: 56 x 60 cm,
 - Wysokość kolumny: 138 cm,
 - Max. wysokość od podłogi do obiektywu: 145 cm,
 - Min. wysokość od podłogi do obiektywu: 109 cm,
 - Zasięg ramienia z zasilaczem i głowicą: 128 cm,
 - Długość ramienia: 62 cm,
 - Wysokość głowicy: 21 cm,
- Waga: 85 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

