



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przenośny koncentrator tlenu CRONOS TP-B1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany nowy akumulator Li-Ion 14.8 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 32 W,
- Koncentrator tlenu jest najbardziej niezawodnym, efektywnym i wygodnym źródłem tlenu w dzisiejszych czasach. Koncentrator oddziela tlen z powietrza i dostarcza pacjentowi przez przewód czysty tlen o wysokim stężeniu,
- Koncentrator jest szczególnie przydatny dla osób korzystających z tlenoterapii podczas podróży, oraz prowadzących aktywny tryb życia. Podczas jazdy samochodem wystarczy podłączyć pod ładowarkę samochodową i koncentrator może działać wiele godzin bez przerwy,
- **Cechy:**
 - Przepływ średnio 3 L/min. (+/-1.5 L/min w zależności od potrzeby),
 - Wysokie stężenie tlenu,
 - System alarmujący o odcięciu dopływu prądu oraz zbyt wysokim lub niskim ciśnieniu,
 - Zabezpieczenie działania kompresora,
 - Niewielki rozmiar oraz waga,
 - Niskie zużycie energii,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi,
 - Zasilacz,
 - Zasilacz baterii,
 - Bateria 14.8 V,
 - Rurka z parownikiem,
- Wymiary: 26 x 11 x 17 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

