



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek transportowo - szpitalny (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Nowa tapicerka materaca z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- Wózek transportowy 2-segmentowy do swobodnego przemieszczania pacjentów po placówkach oraz klinikach medycznych,
- Składane barierki boczne,
- Wbudowane odbojniki,
- **Manualna regulacja:**
 - Stopniowa regulacja oparcia zagłówka w zakresie: 48°,
 - Swobodna regulacja wysokości leża w przedziale: 61 – 81 cm,
- **Wózek transportowy mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Materac pacjenta o wymiarach: 60 x 178 cm,
- Wymiary całkowite: 66 x 190 x 61/81 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

