



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG LOGIQ P5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **GE Logiq P5** to wydajny aparat ultrasonograficzny z usługami współdzielonymi. Obsługuje różne zastosowania, w tym OB/GYN i kardiologiczne,
- Może wykonywać skany położnicze 4D (opcja), wspomagać procedury chirurgiczne i wykonywać różnorodne skany serca. Funkcje premium GE Logiq P5 obejmują SRI (obrazowanie z redukcją plamek), CE (wzbudzenie kodowane), ASO (automatyczna optymalizacja widma), technologię Crossbeam i wiele innych,
- **GE Logiq P5** został zaprojektowany z prostym, ergonomicznym układem, który umożliwia szybki przepływ pracy i wydajność. Posiada 15-calowy monitor TFT w pełni ruchomym ramieniu, co zapewnia sonografom i pacjentom lepsze kąty widzenia,
- **Specyfikacja:**
 - 15-calowy monitor LCD na ramieniu przegubowym,
 - Pełnowymiarowa klawiatura z klawiszami zdefiniowanymi przez użytkownika,
 - Automatyczna optymalizacja (AO),
 - Obrazowanie z redukcją plamek (SRI),
 - Obrazowanie 3D/4D (wymagana odpowiednia głowica),
 - Architektura TrueScan,
 - Przetwarzanie surowych danych True Access,
 - SmartScan,
 - ComfortScan,
 - Zintegrowany dysk twardy i DVD-R/W,
 - Wbudowana pamięć urządzeń peryferyjnych,
- **Tryby obrazowania:**
 - B-Mode,
 - Harmonic Imaging,
 - M-Mode,
 - Color Flow Mode (CFM),
 - Power Doppler Imaging (PDI) ,
 - PW Doppler,
- **Aplikacje:**
 - Położnik/Ginekolog,
 - Naczyniowy,
 - Brzuszny,
 - CEC,
 - Urologia,
 - Kardiologia,
 - Pediatria,
 - Noworodkowy,
 - Przewodzący,
- Mobilny na 4 kółkach z hamulcem,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, NOR, IT, FR, ESP, RUS , GREK, DUN, SWE, BR, NED, FIN, CHIN, JP,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Sonda CONVEX GE-4C,
 - Sonda liniowa GE-12L,
 - Sonda endowaginalna GE-E8C,
 - Drukarka MITSUBISHI P93D,
- Wymiary: 52 x 62 x 136 cm,
- Waga: 80 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

