



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.755 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2013 r.),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Fotel ginekologiczny **SCHMITZ MEDI-MATIC** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze szarym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Płynna elektryczna regulacja poprzez sterownik nożny:**
 - Wysokości w zakresie: 60 – 90 cm,
 - Kąt regulacji oparcia w zakresie: $\pm 52^\circ$,
 - Kąt uniesienia/opuszczenia siedziska: $\pm 5^\circ$,
 - Pozycja Trendelenburga: 19° ,
 - **Płynna elektryczna regulacja za pomocą pilota ręcznego:**
 - Wysokości w zakresie: 60 – 90 cm,
 - Kąt regulacji oparcia w zakresie: $\pm 52^\circ$,
 - Kąt uniesienia/opuszczenia siedziska: $\pm 5^\circ$,
 - Pozycja Trendelenburga: 19° ,
- Szybka zmiana pozycji fotela przy pomocy sterownika nożnego,
- Niska pozycja wyjściowa fotela umożliwia łatwe i bezpieczne zajęcie miejsca bez konieczności używania schodka do wejścia,
- Schowek na rolkę papieru,
- Wieszak na rolkę papieru o szerokości 48 cm,
- Wysuwana misa na nieczystości spod sekcji siedziska,
- Delikatny start oraz ergonomiczny przebieg ruchu podczas zmiany pozycji,
- 2 wbudowane gniazda 230 V do zasilania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Misa na nieczystości,
 - Zagłówek,
- **Wymiary:**
 - Podstawy: 105 x 58 cm,
 - Misy na nieczystości: 31 x 26 cm,
 - Ogólne: 150 x 135 x 86 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 KG,
- Waga: 165 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

