



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Spirometr CHEST HI-801 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Menu w języku: francuskim,**
- **Specyfikacja:**
 - **Przepływ:**
 - Zakres przepływu: od +/- 0.05 L/s. do +/- 14.0 L/s.,
 - Rezolucja przepływu: 0.01 L/s.,
 - Dokładność przepływu: +/- 3% L/s. albo +/- 0.2 L/s.,
 - **Objętość:**
 - Zakres objętości: Od +/- 0.1 L. do 10.0 L,
 - Rezolucja objętości: 0.01 L,
 - Dokładność objętości: +/-3% albo 0.05 L,
 - **Ekran:**
 - Kolorowy wyświetlacz: 10.4 TFT,
 - Rozdzielczość: 640 x 480 px.,
 - Wbudowana drukarka o szerokości papieru 11.2 cm,
 - Możliwość zapisu do 1000 pacjentów na karcie pamięci,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Głowica SPIROMETRU,
- Wymiary: 35 x 29 x 10 cm,
- Waga: 4.5 KG,
- Kat 01,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

