



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa endoskopowa DSC ENDO-10 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1 kV,
- Lampa UV 20 W,
- Szafa endoskopowa **DSC ENDO-10** została zaprojektowana do sterylnej oraz suchej sterylizacji endoskopów poprzez nadmuch ciepłego powietrza oraz wbudowaną lampę UV,
- Wszystkie funkcje szafy są zautomatyzowane poprzez wbudowany sensor załączony w drzwiach,
- **Cechy:**
 - Swobodna regulacja natężenia mocy,
 - Obrotowy wieszak na 10 endoskopów,
 - Obustronne lampy UV 20 W,
 - Otwieranie, zamykanie na klucz przeszklone drzwi,
 - Przełącznik załączenia lamp UV (ON/OFF),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Kluczyk do zamykania drzwi,
- **Wymiary:**
 - Wewnętrzne: 70 x 68 x 188 cm,
 - Zewnętrzne: 70 x 70 x 208 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

