



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat EKG Elektrokardiograf PHILIPS PAGEWRITER TRIM II (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 12 V / 2.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 01.01.,
- Kardiograf **PageWriter TRIM II** firmy **Philips** to zaawansowane, niezawodne i kompaktowe rozwiązanie do badań EKG, charakteryzujące się łatwością obsługi,
- **Specyfikacja:**
 - EKG 12-odprowadzeniowe,
 - Klawiatura alfanumeryczna,
 - Wyświetlacz: kolorowy TFT 640 x 480 px.,
 - Częstotliwość próbkowania: 2000 próbek na sekundę na elektrodę/przewód,
 - Wbudowana pamięć na zapis 50 badań,
 - Wbudowany czytnik kart PCMCIA,
- **Formaty raportów:**
 - 3x4 1R, 3R (Standardowy, Cabrera),
 - 6x2 (Standardowy, Cabrera),
 - Panoramiczny 12 (Cabrera),
 - 12x1 (Standardowy, Cabrera),
 - Rytm (do 12 wybranych leadów),
 - 12-przewodowe rozszerzone pomiary,
 - (1 minuta ciągłych danych przebiegu dla 1 wybranego przewodu),
- **Automatyczna odpowiedź częstotliwościowa:**
 - 0.05-150 Hz / 0.15-150 Hz / 0.5-100 Hz / 0.05-100 Hz / 0.15-100 Hz / 0.5-100 Hz / 0.05-40 Hz / 0.15-40 / 0.5-40 Hz,
- **Rytmiczna odpowiedź częstotliwościowa:**
 - 0.05-150 Hz / 0.15-150 Hz / 0.05-150 Hz / 0.15-100 Hz / 0.05-40 Hz / 0.15-40 Hz,
- **Wbudowana drukarka termiczna:**
 - Wydruk 4-kanałowy, w czasie rzeczywistym (szerokość papieru: 210 mm x 300 mm),
- **Menu w języku: holenderskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Moduł EKG PHILIPS 10-odprowadzeniowy,
 - Klipsy EKG,
- Wymiary:
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



