



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator MEDTRONIC LIFEPAK 20E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 11.1 V / 6 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Lifepak 20E** jest dwufazowym, przenośnym defibrylatorem, stanowiącym kompletny system reagowania w ostrych stanach kardiologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Tryb AED,
 - Synchronizacja,
 - Monitorowanie parametrów EKG,
 - Czytelny wyświetlacz o przekątnej 6.2",
 - Wbudowaną drukarkę (szerokość papieru: 50 mm.),
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, ESP, SWE, IT, NED, FI, DUN, NOR, PL, PT, BR, CS, HUN,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskimi (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Łyżki twarde MEDTRONIC,
 - Przewód QUICK-COMBO,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
- Wymiary: 26 x 24 x 21 cm,
- Waga: 6.5 KG,
- Kat D147,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

