



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kardiomonitor/monitor pacjenta BLT M9500 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 11.1 V / 4000 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja:**
 - Kolorowy ekran LCD o przekątnej 15" i rozdzielczości 1024 x 768 pikseli,
 - Prezentacja na ekranie do 10 krzywych dynamicznych,
 - Standardowa konfiguracja: EKG 3/5 odprowadzeń, respiracja, SpO2, NIBP, 2 kanały temperatury,
 - Analiza arytmii i odcinka ST, pamięć do 128 epizodów z zapisem 8 sekundowych fragmentów EKG,
 - Pulsoksymetria w technologii BLT, Nellcor/Masimo,
 - Oksykardiorespirogram,
 - Pamięć do 168 godzin trendów wszystkich monitorowanych parametrów,
 - Praca w przewodowej lub bezprzewodowej sieci centralnego monitorowania,
- **Monitor nadaje się do pracy w każdym oddziale szpitalnym, a w szczególności:**
 - SOR - Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 - OINK - Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,
 - OAiT - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- **Możliwość wyboru menu w języku: polskim, angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód EKG 3-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO2,
 - Mankiet powietrzny NIBP z przewodem powietrznym,
 - Brak czujnika temperatury w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 36.6 x 16.2 x 33 cm,
- Waga: 5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



