



Kardiomonitor/monitor pacjenta GE DASH 3000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowane akumulatory 11.1 V / 3.52 Ah (**jeden nowy w zestawie, możliwość doposażenia w drugi nowy za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kardiomonitor GE Dash 3000** jest kompletnym przenośnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania przyłóżkowego,
 - Obsługa za pomocą pokrętki nawigacyjnej TRIM KNOB ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Łatwy w użyciu interfejs,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
 - Alarmy akustyczne,
 - Lekka, trwała i ergonomiczna konstrukcja, zoptymalizowany pod kątem wymagającego transportu,
 - Możliwość podłączenia przewodowego do sieci,
 - Wyposażony w gniazdo DEFIB SYNC,
 - Możliwość przewodowego lub bezprzewodowego podłączenia do sieci,
 - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8,8",
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - EKG - przewód 5-odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Czujnik klipsowy,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - ZOLL CAPNOSTAT (**możliwość doposażenia w przewód widoczny na zdjęciach za dodatkową opłatą**),
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, RUS,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód 5-odprowadzeniowy,
 - Czujnik klipsowy SPO₂,
 - Nowy mankiet NIBP z przewodem powietrznym,
 - ZOLL CAPNOSTAT (**możliwość doposażenia w przewód widoczny na zdjęciach za dodatkową opłatą**),
- **Wymiary:**
 - Ogólne: 27 x 27 x 36 cm,
- Waga: 5.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

