



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łóżko szpitalne STIEGELMEYER PURO BREVO (Powystawowy (demo))

- Nowe (powystawowe),
- **Zdjęcia poglądowe,**
- Produkcji niemieckiej, (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany nowy akumulator,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Łóżko szpitalne **PURO BREVO** z niską pozycją leża oraz dużym zakresem elektrycznej regulacji w zakresie 28 – 86 cm,
- **PURO BREVO** przekonuje estetycznym wyglądem, świetnymi właściwościami higienicznymi oraz efektywną ochroną przed uszkodzeniami. Gładkie powierzchnie emanują minimalistyczną elegancją i wysoką jakością,
- Kompaktowa konstrukcja barierok bocznych nadaje łóżku smukły wygląd, zintegrowane rolki i stożki odbojowe zapobiegają uszkodzeniom łóżka oraz ścian,
- **Specyfikacja techniczna (elektryczna regulacja za pomocą przewodowego pilota sterującego):**
 - Kąt przechyłu Trendelenburga: 17°,
 - Kąt przechyłu Anty-Trendelenburga: 16°,
 - Kąt nachylenia oparcia pleców: 70°,
 - Kąt nachylenia oparcia uda: 40°,
 - Uniesienie pozycji nóg: 16°,
 - Zakres regulacji wysokości leża w zakresie: 28 – 84 cm,
- **Łóżko mobilne z wbudowanym hamulcem centralnym,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- **Brak materaca w zestawie – możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Wymiary ogólne: 99.5 x 214.5 x 28/86 cm,
- Maksymalny udźwig: 275 KG,
- Waga: 155 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

