



Monitor chirurgiczny NDS LCD S.C.-SX19-A1511 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- Monitor chirurgiczny NDS LCD jest zaawansowanym systemem obrazowania medycznego o wysokiej rozdzielczości (HD) do zabiegów chirurgicznych małoinwazyjnych (MIS) i zabiegów interwencyjnych,
- Zawiera zastrzeżone technologie Advanced Image Processing (AIP) firmy NDS, zapewniając unikalną platformę multimodalną do jednoczesnego przetwarzania obrazów z różnych źródeł - kamery endoskopowej, fluoroskopu, ultrasonografu lub innych - co zapewnia niespotykaną dokładność, wydajność i współpracę dla zespołów operacyjnych i klinicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Technologia/Typ ekranu: aktywna matryca a-Si TFT z przełączaniem w płaszczyźnie,
 - Ekran: 19" cali,
 - Rozdzielczość wyświetlacza: 1280x1024 (SXGA),
 - Kąt widzenia (poziom / pion): 178°,
 - Maksymalna jasność: 300 cd/m²,
 - Współczynnik kontrastu: 600:1,
 - Czas reakcji: 10-16 ms.,
- **Złącza:** DVI-1 (IN/OUT) / VGA IN / S-VIDEO (IN/OUT) / HD SDI (IN / OUT) / COMP-SOG / DVI-2 IN RGBS / SERIAL CONTROL / R-G-B / HS C-SYNC / VS / GPIO, Y / C,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, FR, IT, SV, ESP, NED,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 18 x 4 x 16 cm,
- Waga: 6.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

