



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Nadajnik telemetryczny EKG ARIATELE SPACELABS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie poprzez 2 nowe wbudowane baterie AA,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Nadajnik telemetryczny **EKG ARIATELE SPACELABS** posiada łatwy w odczytaniu kolorowy wyświetlacz graficzny. Możliwość przeglądania do czterech odprowadzeń EKG wraz z tętnem,
- **Cechy:**
 - Podstawowe EKG i wieloparametrowy wyświetlacz LCD,
 - Wyświetlacz kolorowy,
 - Wykrywanie wyświetlania tętna rozrusznika,
- **Specyfikacja:**
 - Wyświetlacz: kolorowy LCD,
 - Funkcja wykrywania rozrusznika serca wykrywa impulsy rozrusznika serca o wartości ± 0.5 mV przy szerokości impulsu od 0.2 do 2 ms i ± 1.0 mV przy szerokości impulsu 0.1 ms,
 - Okres impulsu odrzucającego rozrusznik serca o szerokości 0.1 ms, amplitudzie do 700 mV (testowano przy 2 mV, 10 mV, 300 mV i 700 mV), z przekroczeniem nie większym niż 4 ms,
- **W zestawie:**
 - Przewód EKG 5-odprowadzeniowy,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

