



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka KINGFISHER LTE SCIENTIFIC (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 250 W,
- Cieplarka **KINGFISHER LTE SCIENTIFIC** posiada panel sterowania który został zaprojektowany tak, aby zapobiec awarii lub nieautoryzowanej manipulacji przy sterowaniu temperaturą lub uruchomieniem ON/OFF,
- Temperatura jest kontrolowana przez PID, cyfrowy czujnik temperatury monitoruje warunki w komorze,
- **Zastosowanie do przechowywania:**
 - Płyny infuzyjne,
 - Strzykawki wypełnione,
 - Lotiony,
 - Płyny do nawadniania,
 - Maści,
 - Koce,
- **Cechy:**
 - Precyzyjna elektroniczna kontrola temperatury,
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
 - Wnętrze z stali nierdzewnej,
- **Specyfikacja:**
 - Cyrkulacja powietrza: obieg wentylatora,
 - Zakres temperatury: Od 5° do 80° (regulacja temperatury co 0.1° C),
 - Pojemność magazynowa: 72 l.,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 1x półka o wymiarach: 38 x 46 cm,
- **Wymiary:**
 - Zewnętrzne: 62 x 58 x 56 cm,
 - Wewnętrzne: 52 x 40 x 35 cm,
- Waga: 60 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

