



Cieplarka laboratoryjna (inkubator) GENLAB MICOS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 0.75 kW,
- **GENLAB MICOS** jest pojemną cieplarką laboratoryjną o prostej zasadzie i budowie działania sprawdzającej się w laboratoriach, klinikach medycznych a także w szpitalach,
- Regulacja temperatury sterowana za pomocą pokręteł w zakresie: Od 20° C do 100° C,
- Histereza temperatury: +/-5° C,
- Wykonana z stali nierdzewnej oraz pokryta farbą proszkową,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 3x półka o wymiarach: 40 x 47 cm,
- **Wymiary:**
 - Całkowite: 61 x 55 x 71 cm,
 - Wewnętrzne: 47 x 49 x 45 cm,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

