



Wózek do urodynamicziki ITD HD-5177-800 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc transformatora: 500 VA,
- Wózek **ITD** jest stabilnym oraz wytrzymałym wózkiem przeznaczonym do oprzyrządowania urodynamicziki z możliwością swobodnego przemieszczania się,
- **Posiada:**
 - Wbudowany transformator (**możliwość podłączenia 4 urządzeń**),
 - Górny oraz dolny blat o wymiarach: 42 x 46 cm,
 - Wysuwaną półkę na klawiaturę,
 - Statyw na przewody z możliwością regulacji wysokości w zakresie 120 cm,
 - Swobodnie regulowane mocowanie monitora w zakresie obrotu na boki oraz regulacji wysokości w zakresie 40 cm,
- Mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- Wymiary całkowite: 80 x 60 x 158 cm,
- Waga: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

