



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.502 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Schmitz Medi-Matic** to fotel służący do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- Kształt siedziska, oparcia i zagłówka odpowiada anatomicznej budowie ciała, co zapewnia wygodne ułożenie pacjenta,
- Gładka powierzchnia dla optymalnego czyszczenia i higieny,
- Wbudowane 1 gniazdo 230 V do zasilania dodatkowego osprzętu,
- Wysuwana misa na nieczystości z stali nierdzewnej o wymiarach 32 x 30 x 6 cm,
- Stała wysokość siedziska na poziomie 74 cm,
- Wysuwany stopień pacjenta,
- **Płynna elektryczna regulacja przechyłu za pomocą przewodowego sterownika nożnego w zakresie: 44° / 0° / -14° (automatyczna synchronizacja siedziska z oparciem pleców),**
- **W zestawie:**
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Obustronne uchwyty pacjenta,
 - Obustronne podkolanniki pacjenta (**podkolanniki z możliwością swobodnej regulacji wysokości oraz przechyłu w wielu płaszczyznach**),
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Oparcie: 59 x 87 x 7 cm,
 - Siedzisko: 58 x 31 x 7 cm,
 - Podstawa: 55 x 95 cm,
 - Gabaryt ogólny: 125 x 81 x 130 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga: 145 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

