



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny MAQUET (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym,**
- **Specyfikacja:**
  - **Manualna regulacja:**
    - Wysokości w zakresie: 98 / 73 cm,
    - Przechył boczny: 28°,
    - Pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga: 22° / 0° / 20°,
    - Swobodna regulacja nóg w pionie oraz poziomie 90°,
    - Regulacja oparcia zagłówka w zakresie: 55°,
    - Możliwość podniesienia zagłówka w zakresie: 17 cm,
- Wymiary:
  - Długość całkowita: 190 cm,
- Waga: 190 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

