



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw głowic rękojeści do fakoemulsyfikacji ALCON (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **W zestawie:**
 - Rękojeść: **INFINITI OZIL 8065750469,**
 - **Zastosowanie kliniczne:**
 - Emulsyfikacja twardych jąder zaćmy,
 - Redukcja oparzeń ciepłych w miejscu cięcia,
 - Rękojeść: **ACTIVESENTRY AS 8065752914 (3 szt.):**
 - **Zastosowanie kliniczne:**
 - Chirurgia zaćmy o podwyższonym ryzyku (m.in. twarde jądra, osłabione więzadła),
 - Zabiegi wymagające precyzyjnej kontroli głębokości komory,
 - Rękojeść: **INTREPID AUTOSERT 8065751755:**
 - **Zastosowanie kliniczne:**
 - Implantacje IOL przez mikro cięcia (≤ 2.2 mm.),
 - Chirurgia małoinwazyjna (MICS),
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

