



Wózek endoskopowy OLYMPUS TC-C1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- **OLYMPUS TC-C1** to kompaktowy wózek endoskopowy służący do przewożenia endoskopów i delikatnych sprzętów medycznych,
- **Wypożęzony w:**
 - Uchwyt transportowy,
 - Gumowe odbojniki,
 - 3 półki o wymiarach: 39 x 45 cm,
 - Dolny blat o wymiarach: 37,5 x 45 cm,
 - Uchwyt głowy kamery,
- Wykonany ze stali malowanej proszkowo,
- Mobilny na 4 kółkach o średnicy 10 cm w tym 2 z hamulcem,
- Wymiary: 117 x 56.5 x 48.5 cm,
- Waga: 32 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

