



## **Autoklaw MELAG TYP 28 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 W,
- **MELAG TYP 28** jest autoklawem parowym,
- **Cechy:**
  - Wbudowane termometr i manometr,
  - Kontrolki informujące o uruchomieniu autoklawu oraz jego nagrzewaniu,
  - Panel sterowania w języku niemieckim,
  - Funkcja napuszczania wody i szybkiego spuszczenia ciśnienia,
  - Możliwość ustawienia timera na max. 30 min,
  - Złącze odprowadzenia wody na froncie urządzenia,
  - Na pokrywie autoklawu miejsce do odstawienia tacki,
  - Wszystkie elementy prowadzące parę wodną wykonane z materiałów nierdzewnych,
- **Specyfikacja:**
  - Pojemność komory sterylizacyjnej: 14.51 L,
  - Zakres ciśnienia: 2 bar (134o C) – 2.5 bar (138o C),
  - Maksymalna ładowność: 2.5 kg instrumentów wraz z tackami lub 0.2 kg tekstyliów,
  - Zużycie wody podczas sterylizacji: 400 ml,
- **Posiada 1 program sterylizacji: Ciśnienie 2.5 Bar - czas: 30 min - temp: max 134° C,**
- **W zestawie:**
  - 2x tacka sitkowa o wymiarach: 28 x 18 cm,
  - Uchwyt do tacek,
  - Stojak ze zdejmowanymi uchwytami na 4 tacki,
  - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
- **Wymiary:**
  - Ogólne: 57 x 44,5 x 46 cm,
  - Komory: Ø 23 cm, głębokość 41 cm,
- Waga: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

