



Ssak chirurgiczny MGE SAM 12 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K., (2020 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 90 W,
- Ssak chirurgiczny **MGE SAM 12** jest idealnym wyborem zarówno do szpitali, jak i prywatnych ośrodków zdrowia. Jest jednostką ssącą zapewniającą wysokie podciśnienie oraz maksymalny przepływ do 30 l/min.,
- Ssak jest wyposażony w nowoczesną, bezobsługową a także bezolejową pompę dzięki czemu zapewnia niski poziom hałasu oraz nie emituje szkodliwych oparów oleju. Konstrukcja wykonana z stopu aluminium gwarantuje niską wagę dzięki czemu urządzenie jest lekkie oraz komfortowe w transporcie,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalny przepływ do: 30 l/min.,
 - Maksymalne ciśnienie:
 - 0 - 760 mm/Hg,
 - 0 - 0.85 bar.,
 - Głośność działania: 50 dB,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Autoklawowalny słoć (121° C) SERRES o pojemności 2 l. z jednorazowym wkładem,
 - Wąż do słoja,
 - Filtr biologiczny,
- Wymiary całkowite: 45 x 20 x 38 cm,
- Waga: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

