



## Łaźnia wodna z wytrząsaniem JULABO SW22 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2200 W,
- Łaźnie wodne **SW22 JULABO** to nowoczesne urządzenia idealne do codziennych zastosowań w laboratorium. Solidna konstrukcja oraz wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia im niezwykłą wytrzymałość i trwałość oraz stabilność nawet przy najwyższych prędkościach wytrząsania,
- **Cechy:**
  - Pochyła krawędź zbiornika,
  - Kontrola poziomu cieczy,
  - Dźwiękowy sygnał alarmowy w razie awarii,
  - Zdemowalna platforma wytrząsająca,
  - Konstrukcja odporna na zalanie i zachłapanie,
  - Proste programowanie,
- **Specyfikacja:**
  - Zakres temperatury Od 20 do 99.9 °C,
  - Amplituda wstrząsania: 15 mm.,
  - Prędkość obrotowa: Od 20 do 200 obr./min.,
  - Stabilność temperaturowa: +/- 0.2,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku ENG (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Wewnętrzne łaźni: 50 x 30 x 18 cm,
  - Zewnętrzne: 70 x 35 x 26 cm,
- Waga całkowita: 20 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

