



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikroskop operacyjny - chirurgiczny CARL ZEISS LUMERA 300 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ZEISS OPMI LUMERA 300** to zaawansowany mikroskop chirurgiczny, zarówno pod względem optycznym, jak i świetlnym, przeznaczony do chirurgii zaćmy i siatkówki.
- Technologia oświetlenia LED BRA IGHT FLEX która została zastosowana wraz z apochromatyczną optyką zapewnia wyjątkową widoczność oraz rozdzielczość,
- Technologia BrightFlex, czyli zmienna elektroniczna dioda LED, zmniejsza refluks czerwony, zapewniając większą skuteczność operacji zaćmy,
- Mikroskop ten zapewnia wyjątkową przejrzystość i szczegółowość obrazu, jednocześnie ograniczając narażenie pacjenta na światło,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - 5-stopniowa apochromatyczna regulacja powiększenia (ręczna oraz elektryczna),
 - Współczynnik powiększenia: x0.4 / x0.6 / x1.0 / x1.6 / x2.5,
 - Zakres regulacji ostrości: 48 mm.,
 - Ogniskowa obiektywu: f = 200 APO,
 - Tubus z możliwością swobodnej regulacji pionowej oraz obrotu poziomego,
 - Okular: 12.5x (szerokokątny),
 - **Filtry:**
 - Wzmacnianie kolorów,
 - Tryb Ha,
 - Blokowanie niebieskiego,
 - Regulacja 2-segmentowego ramienia w zakresie obrotu 360°,
 - Swobodna regulacja ramienia okularu w pionie oraz obrotu w zakresie 150°,
 - Mikroskop umieszczony na mobilnej podstawie,
- **Możliwość elektrycznego sterowania funkcjami głowicy mikroskopu za pomocą przewodowego sterownika nożnego,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Przewód zasilający,
- **Wymiary:**
 - Wysokość całkowita: 173.5 cm,
 - Rozpiętość 2-segmentowego ramienia: 110 cm,
 - Zestaw śrub do montażu dodatkowego osprzętu,
 - (2 opakowania) nowe 6x sterylne nasadki 27mm.,
 - (3 opakowania) nowe 6x sterylne nasadki 22 mm.,
 - Nowe 6x sterylne nasadki 49 mm.,
 - Nowe 4x sterylne nasadki na uchwyty,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Waga: 160 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

