



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybierański
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat USG GE VOLUSON S8t BT22 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej, (2024 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 VA,
- **USG VOLUSON S8 BT22** to zaawansowany system ultrasonograficzny (USG) firmy GE Healthcare, zaprojektowany głównie do zastosowań w ginekologii i położnictwie, ale znajdujący również zastosowanie w innych dziedzinach medycyny,
- **Zastosowanie:**
 - Położnictwo,
 - Ginekologia,
 - USG brzucha,
 - Małe części ciała,
 - Badanie naczyniowe,
 - Pediatria,
 - Kardiologia,
 - Badanie przez odbytnicę,
 - Badanie głowy,
 - Badanie układu mięśniowo-szkieletowego,
- **Tryby pracy:**
 - Brightness Mode (B-Mode) (2D),
 - Motion Mode – M-Mode (conventional M-Mode),
 - Anatomical M-Mode (AMM),
 - Pulsed Wave Doppler (PW) with HPRF,
 - Continuous Wave Doppler imaging (CW),
 - Color Flow Doppler mode (CFM),
 - Power Doppler Mode (PD),
 - Moc wysokiej rozdzielczości Doppler (HD-FlowTM),
 - Tissue Doppler Mode (TD),
 - B-FlowTM (BF),
 - Elastografia kompresyjna,
 - Tryb obrazowania kontrastowego, w tym możliwości kwantyfikacji,
 - Tryby połączeniowe: M/CFM, M/HD-Flow, M/TD, PW/CFM,
 - PW/HD-Flow, PW/PD
 - Extended View (XTD View)
 - **Volume Mode (3D/4D):**
 - 3D Static,
 - Real-Time 4D,
 - VCI-A,
 - VCI-OmniView,
 - Spatio-Temporal Image Correlation,
 - 4D Biopsy,
- **Funkcje standardowe:**
 - B-Mode,
 - M-Mode,
 - PW-Doppler,
 - CFM (Color Flow Doppler Mode),
 - HD-Flow & Power Doppler Mode,
 - Tissue Doppler,
 - Automatyczna optymalizacja (B-Mode, PW Doppler),
 - Auto TGC,
 - Auto PRF,
 - Coded Excitation (CE),
 - Kompozyt skupienia i częstotliwości (FFC),
 - Kodowane obrazowanie harmoniczne z technologią inwersji impulsów,
 - Praca na wielu częstotliwościach (możliwość wyboru przez użytkownika - on/off),
 - Zaawansowane obrazowanie z redukcją płamek (SRI II),
 - CrossXBeamCRITM - Obrazowanie o rozdzielczości złożonej (CRII),
 - SonoBiometry (HC, BPD, AC, FL, HL, CM, Vp, Cerebellum),
 - SonoFHR / Tętno płodu,
 - SonoNT & SonoIT,
 - HD Zoom & Pan Zoom,
 - Prowadzenie,
 - Virtual Convex (Obraz trapezowy również z CrossXBeamCRI),
 - Wide Sector (max. Angle)
 - BetaView,
 - Baza informacji o pacjentach,
 - Archiwum obrazów na dysku dwurdym,
 - 3D/4D data kompresja danych (stratne/bezstratne),
 - Automatyczne obliczanie Dopplera w czasie rzeczywistym,
- **Specyfikacja:**
 - 23-calowy wyświetlacz LCD LED o wysokiej rozdzielczości z interfejsem DVI,
 - Rozdzielczość FULL HD 1920 x 1080 px.,
 - **W pełni przegubowe ramie monitora:**
 - Kąt pochyleń: +30°/-90°,
 - Obrót: +90°/-90°,
 - **Wbudowana drukarka termiczna SONY UPP-110,**
 - **Wbudowana nagrywarka płyt CD M-DISC,**
- **Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 42 cm,**
- **USG umieszczone na mobilnej podstawie 4 kołowej z wbudowanymi hamulcami,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Żel do przeprowadzania badań USG,
 - Papier do drukarki SONY,
- Wymiary całkowite urządzenia: 60 x 85 x 160 cm,
- Waga: 121 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

