



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT U15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1400 W,
- **MEMMERT U15** jest pojemną oraz łatwą w obsłudze cieplarką laboratoryjną,
- **Wyposażona w:**
 - Kontrolki informujące o uruchomieniu urządzenia oraz pracy grzałki,
 - Pokrętko do regulacji temperatury w zakresie: 50° - 220° C,
 - Wbudowany termometr o zakresie 0° - 250° C,
 - Pokrętko z regulacją czasu pracy,
 - Dwie perforowane tacki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
 - 6-stopniowa regulacja wentylacji,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2x tacka w zestawie,
- **Wymiary:**
 - Zewnętrzne: 56 x 42.5 x 59 cm,
 - Komory: 46 x 25.5 x 26 cm,
 - Tacki: 22.5 x 47 cm,
- Waga: 22 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

